

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bmp15 Para Wb, Elisa - O95972

Número do item: CM0010729

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra BMP15 humano (O95972). Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre foliculogênese e crescimento de células da granulosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-BMP15
Observações/Alcunhas	ODG2; POF4; GDF9B; BMP15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9210
GeneID	9210
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 293-392 da BMP15 humana (O95972).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O95972
Peso da proteína	45 kDa
Transporte	Bolsa de gelo