


Anticorpo Monoclonal Anti-Bmp2 De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12643

Número do item: CM0010144



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o BMP2 humano para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Imunogênio de proteína recombinante. Adequado para estudos de morfogênese óssea, osteogênese e sinalização TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMP2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	650
GeneID	650
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12643
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo