


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bmp2 Para Wb, Elisa - P12643

Número do item: CM0018057



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BMP2 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Uma ferramenta de pesquisa fundamental para investigar osteogênese, sinalização de proteína morfogenética óssea e processos de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	BMP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	650
GeneID	650
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do BMP2 humano (NP_001191.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12643
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de Gelo