


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bmp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12643

Número do item: CM0013079



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-BMP2 de alta qualidade, validado para Western blot, IHC, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em osteogênese e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	BMP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	650
GeneID	650
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 283-396 da BMP2 humana (NP_001191.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P12643
Peso da proteína	45 kDa
Transporte	Bolsa de gelo