

Anticorpo Policlonal Anti-Bmp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12645

Número do item: CM0027446



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BMP3 validado para WB, IHC-P, ELISA. Alvo BMP3 humano (P12645), apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de desenvolvimento ósseo e sinalização TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BMP-3A; BMP3
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	651
ID do Gene	651
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 243-472 da BMP3 humana (NP_001192.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12645
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo