

Anticorpo Policlonal Anti-Bmp4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Número do item: CM0013390

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BMP4 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização TGF-beta, biologia do desenvolvimento e osteogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	652
GeneID	652
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do BMP4 humano (NP_001193.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12644
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo