

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bmp4 Para Wb E Elisa - P12644

Número do item: CM0002434

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho BMP4 validado para WB e ELISA em Humano, Rato, Camundongo. A proteína morfogenética óssea 4 é um membro da superfamília TGF-beta envolvida no desenvolvimento e osteogênese. Disponível na CamelBio como um parceiro de matéria-prima para IVD tudo-em-um.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMP4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	652
ID do Gene	652
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do BMP4 humano (NP_001193.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P12644
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo