

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bmp4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Número do item: CM0003433

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-BMP4 validado para Western blot, IHC (parafina), IF/ICC e ELISA; detecta especificamente o BMP4 humano, um fator de crescimento TGF-beta essencial para o desenvolvimento, osteogênese e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMP4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ZYME, BMP2B, OFC11, BMP2B1, MCOPS6, BMP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	652
GeneID	652
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 309-408 do BMP4 humano (P12644).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12644
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo