

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bmp5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22003

Número do item: CM0029203

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra BMP5 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta BMP5 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de proteínas morfogenéticas ósseas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMP5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BMP5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	653
ID do Gene	653
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 317-454 do BMP5 humano (NP_066551.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22003
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de Gelo