


Anticorpo Monoclonal Anti-Bmp6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P22004

Número do item: CM0012318



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-BMP6 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de desenvolvimento ósseo, metabolismo do ferro e sinalização de TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMP6 mAb de Coelho
Observações/Apelido	IO; VGR; VGR1; BMP6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	654
GeneID	654
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22004
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo