


Anticorpo Policlonal Anti-Bmp6 Para If/Icc E Elisa - P22004

Número do item: CM0018568



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BMP6 humano, validado para imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Reage com BMP6 humano e de camundongo (57 kDa). Ideal para estudos de desenvolvimento ósseo e metabolismo de ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMP6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IO; VGR; VGR1; BMP6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	654
GeneID	654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 375-513 do BMP6 humano (NP_001709.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P22004
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo