


Anticorpo Policlonais Anti-Bmp6 Para Wb E Elisa - P22004

Número do item: CM0025938



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra BMP6 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de desenvolvimento ósseo, metabolismo de ferro e sinalização de TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMP6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IO; VGR; VGR1; BMP6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	654
GeneID	654
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 375-513 do BMP6 humano (NP_001709.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22004
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo