

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bmpr1A Para Wb, Elisa - P36894

Número do item: CM0022602



introdução

Anticorpo policlonal de coelho BMPR1A (ALK3/CD292) para aplicações em WB e ELISA, reativo em humano, rato e camundongo. Útil para investigar a sinalização do receptor BMP, desenvolvimento esquelético e vias da proteína morfogenética óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMPR1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALK3; SKR5; ALK-3; CD292; ACVRLK3; BMPR-1A; 10q23del; BMPR1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	657
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-200 do BMPR1A humano (NP_004320.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36894
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo