

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bmpr1B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000238

Número do item: CM0023181



introdução

Anticorpo policlonal de coelho BMPR1B validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com humano, rato, camundongo. Ideal para estudos de sinalização de proteína morfogênética óssea e diferenciação de condrócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMPR1B Rabbit pAb
Observações/Alias	ALK6, AMD3, AMDD, BDA2, ALK-6, BDA1D, CDw293, BMPR1B
Espécie	Humano
ID do Gene	658
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do BMPR1B humano (NP_001194.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00238
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo