

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bmpr2 - Q13873

Número do item: CM0021602



introdução

Anticorpo anti-BMPR2 de coelho de alta qualidade para uso em pesquisa. Validado em WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece o receptor de BMP tipo II (BMPR-II) humano, de rato e camundongo. Imunógeno recombinante (aa27-150).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMPR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	659
GeneID	659
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-150 do BMPR2 humano (NP_001195.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13873
Peso Proteico	115kDa
Envio	Saco de gelo