


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bms1 Para Wb, Elisa - Q14692

Número do item: CM0016441



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana BMS1 (homólogo da proteína de biogênese do ribossomo BMS1). Adequado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta proteína de 146 kDa; ideal para estudos de nucleolo e montagem do ribossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACC; BMS1L; BMS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9790
GeneID	9790
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-900 da BMS1 humana (NP_055568.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14692
Peso Molecular da Proteína	146kDa
Transporte	Em saco de gelo