


Anticorpo Policlonar Anti-Bmx Para Wb, Elisa - P51813

Número do item: CM0025857



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra BMX (ETK, PSCTK2, PSCTK3), validado para WB e ELISA, com reação cruzada com humano e camundongo. Útil para estudo de transdução de sinal, angiogênese e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMX Rabbit pAb
Observações/Alias	ETK; PSCTK2; PSCTK3; BMX
Espécie	Humano
GeneID (humano)	660
GeneID	660
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 de BMX humano (NP_001712.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51813
Peso Proteico	78kDa
Envio	Bolsa de gelo