

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bnip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12981

Número do item: CM0012748

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a BNIP1 (SEC20) humana para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre estresse reticular endoplasmático, apoptose e autofagia mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	BNIP1 mAb de Coelho
Observações/Alias	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	662
GeneID	662
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da BNIP1 humana (Q12981)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q12981
Peso Proteico	26kDa
Transporte	Bolsa de gelo