

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bnip1 Para Wb E Elisa - Q12981

Número do item: CM0028522

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína humana BNIP1 (SEC20/NIP1). Adequado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada contra camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre fusão de membranas do retículo endoplasmático, apoptose e autofagia mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BNIP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	662
GeneID	662
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do BNIP1 humano (NP_001196.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12981
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo