

Anticorpo Policlonal Anti-Bnip2 Para Wb & Elisa - Q12982

Número do item: CM0024784

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a proteína humana BNIP2, uma proteína interagente de BCL-2/E1B 19 kDa envolvida na supressão da apoptose. Validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Peso molecular previsto de 36 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho BNIP2
Observações/Apêndice	NIP2; BNIP-2; BNIP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	663
ID do Gene	663
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 125-280 da BNIP2 humana (NP_004321.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12982
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de Gelo