


Anticorpo Policlonais Anti-Bnip3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12983

Número do item: CM0030765



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a BNIP3 humano, validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Reage com seres humanos, camundongos e ratos. Adequado para estudos de apoptose, autofagia e controle da qualidade mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BNIP3 Rabbit pAb
Observações/Alias	NIP3; HABON; BNIP3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	664
GeneID	664
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-120 da BNIP3 humana (NP_004043.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12983
Peso Proteico	22kDa
Envio	Bolsa de gelo