


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bnip3 Para If/Icc E Elisa - Q12983

Número do item: CM0015112



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à BNIP3 humana, validado para IF/ICC e ELISA. Ideal para investigar apoptose, controle de qualidade mitocondrial e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BNIP3 Rabbit pAb
Observações/Alias	NIP3; HABON; BNIP3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	664
GeneID	664
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da BNIP3 humana (NP_004043.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q12983
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo