

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Bnip3L Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60238

Número do item: CM0028346

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra BNIP3L (NIX) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta BNIP3L em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose e controle de qualidade mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BNIP3L Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NIX; BNIP3a; BNIP3L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	665
GeneID	665
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 95-180 de BNIP3L humano (NP_004322.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60238
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo