

Anticorpo Policlonal Anti-Bnp Para Wb, If, Ihc, Elisa - P16860

Número do item: CM0020551



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho BNP detecta o hormônio cardíaco BNP em amostras humanas, de rato e de camundongo. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa cardiovascular e renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BNP Rabbit pAb
Observações/Alias	BNP; Iso-ANP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4879
GeneID	4879
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16860
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo