

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bnp Para Wb, Elisa - P16860

Número do item: CM0007460



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o BNP humano (Iso-ANP), validado para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas cardiorrenais e de peptídeos natriuréticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BNP Rabbit mAb
Observações/Apelido	BNP; Iso-ANP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4879
ID do Gene	4879
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 35-134 do BNP humano (NP_002512.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16860
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo