

Anticorpo Monoclonal Anti-Bob1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16633

Número do item: CM0010519



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao BOB1 humano (POU2AF1), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudos de regulação da transcrição de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-BOB1
Observações/Apelido	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5450
ID do Gene	5450
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 150-250 do BOB1 humano (NP_006226.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q16633
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo