


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bok Para Wb E Elisa - Q9Umx3

Número do item: CM0006990



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado à proteína BOK humana (proteína assassina ovariana relacionada a Bcl-2). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de apoptose e das vias mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-BOK
Observações/Alias	BOKL; BCL2L9; BOK
Espécie	Humana
GeneID (humano)	666
GeneID	666
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UMX3
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo