


Anticorpo Policlonal Anti-Bok De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Umx3

Número do item: CM0020643



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o BOK humano (BCL2L9). Aplicável em WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre apoptose e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BOK pAb Coelho
Observações/Apelido	BOKL; BCL2L9; BOK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	666
ID do Gene	666
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do BOK humano (NP_115904.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UMX3
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Saco com gelo