


Anticorpo Policlonal Anti-Bola3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q53S33

Número do item: CM0024332



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BOLA3 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de montagem de clusters Fe-S mitocondriais e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BOLA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MMD52; BOLA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	388962
GeneID	388962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-68 de BOLA3 humano (NP_997717.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q53S33
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo