

Anticorpo Policlonal Anti-Boll Para Wb, Elisa - Q8N9W6

Número do item: CM0027803



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BOLL (BOULE) humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta BOLL em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em espermatogênese e proteínas de ligação ao RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	BOLL Rabbit pAb
Observações/Alias	BOULE; BOLL
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	66037
ID do Gene	66037
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 de BOLL humano (NP_149019.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N9W6
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo