

Anticorpo Monoclonal Anti-Boule/Boll Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8N9W6

Número do item: CM0012261

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra BOLL (BOULE) humano, validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em espermatogênese e fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-BOULE/BOLL
Observações/Apêndice	BOULE
Espécie	Humano
GeneID (humano)	66037
GeneID	66037
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do BOLL humano (NP_932074.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N9W6
Peso Proteico	31kDa
Envio	Bolsa de gelo