


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bpgm Para Wb, If/Icc, Elisa - P07738

Número do item: CM0029751



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à BPGM humana (bisfosfoglicerato mutase). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a regulação da afinidade ao oxigênio e distúrbios eritrocitários.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Especificação                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | BPGM Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apêndice | DPGM; ECYT8; BPGM                                                                                                        |
| Espécie              | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (humano)      | 669                                                                                                                      |
| GeneID               | 669                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-259 da BPGM humana (NP_001715.1). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                | P07738                                                                                                                   |
| Peso Proteico        | 30kDa                                                                                                                    |
| Envio                | Em saco de gelo                                                                                                          |