


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bpi Para Wb, Elisa - P17213

Número do item: CM0029472



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína bactericida de aumento da permeabilidade (BPI) humana. Validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de imunidade inata e bactérias Gram-negativas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | BPI Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelido | rBPI; BPIFD1; BPI                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 671                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 248-487 do BPI humano (NP_001716.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                        |
| SWISS               | P17213                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 54kDa                                                                                                                     |

Envio