

Anticorpo Policlonal Anti-Bpifa1 Para Wb, Elisa - Q9Np55

Número do item: CM0029009



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BPIFA1 (SPLUNC1) humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com Camundongo, Rato. Adequado para investigar a imunidade inata, a biologia das vias aéreas e funções antimicrobianas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BPIFA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LUNX, NASG, PLUNC, SPURT, SPLUNC1, bA49G10.5, BPIFA1
Espécie	Humano
ID do Gene	51297
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-256 do BPIFA1 humano (NP_057667.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NP55
Peso Proteico	27kDa

Envio