

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bpifb2 Para Wb, Elisa - Q8N4F0

Número do item: CM0013244

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BPIFB2 humano (RYSR/BPIL1/LPLUNC2) para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Uma glicoproteína secretada altamente expressa nas amígdalas, adequada para pesquisa em imunidade inata e biologia epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BPIFB2 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	RYSR; BPIL1; LPLUNC2; C20orf184; dj726C3.2; BPIFB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80341
ID do Gene	80341
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-340 do BPIFB2 humano (NP_079503.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8N4F0
Peso Proteico	49kDa
Remessa	Saco de gelo