

Anticorpo Policlonais Anti-Brachyury Para Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Número do item: CM0022783



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Brachyury de alta qualidade da CamelBio, validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos e ratos. Ferramenta essencial para estudar a formação de mesoderma e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Brachyury Rabbit pAb
Observações/Apelidos	T; TFT; SAVA; Brachyury
Espécie	Humano
GeneID	6862
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante de Brachyury contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 226-435 do Brachyury humano (NP_003172.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O15178
Peso da Proteína	47kDa
Transporte	Bolsa de gelo