

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Brachyury Para Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Número do item: CM0008102



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa o Brachyury humano (fator de transcrição T-box T), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de diferenciação de mesoderma e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Brachyury Rabbit mAb
Observações/Apelido	T; TFT; SAVA; Brachyury
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6862
ID do Gene	6862
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 266-435 do Brachyury humano (O15178)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15178
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo