

Anticorpo Monoclonal Anti-Braf V600E Para Wb - P15056

Número do item: CM0007013



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o BRAF V600E (84 kDa). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; reativo a humano. Ideal para pesquisa em oncologia e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRAF V600E Rabbit mAb
Observações/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; BRAF V600E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	673
GeneID	673
Imunogénio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Envio	