

Anticorpo Policlonal Anti-Brap (Imp/Brap2/Rnf52) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z569

Número do item: CM0023808

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BRAP humano (proteína associada ao BRCA1, IMP, BRAP2, RNF52). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas de sinalização Ras, ubiquitinação e transporte nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRAP Rabbit pAb
Observações/Apelido	IMP; BRAP2; RNF52; BRAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8315
ID do Gene	8315
Imunógeno	Proteína Recombinante - Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do BRAP humano (NP_006759.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z569
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco de gelo