


Anticorpo Policlonal Anti-Brca1 Para Wb E Elisa - P38398

Número do item: CM0014185



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BRCA1 humano, validado para WB e ELISA. Reage com proteínas humanas e de camundongo. Imunógeno: peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 100-200. Para o estudo do reparo do DNA e da supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra BRCA1
Observações/Apelido	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	672
GeneID	672
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da BRCA1 humana (NP_009225.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P38398
Peso da proteína	208 kDa
Envio	Bolsa de gelo