

Anticorpo Policlonal Anti-Brca1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

Número do item: CM0013583



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BRCA1 humano para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece BRCA1 humano; ~208 kDa. Adequado para aplicações de reparo de danos no DNA e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	BRCA1 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	672
GeneID	672
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P38398
Peso da proteína	208 kDa
Envio	Bolsa de gelo