

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Brca2 Para Wb - P51587

Número do item: CM0019862



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o BRCA2 humano (UniProt P51587). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre reparo de danos ao DNA, biologia do câncer e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRCA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAD; FACD; FAD1; GLM3; BRCC2; FANCD; PNCA2; FANCD1; XRCC11; BROVCA2; BRCA2
Espécie	Humano
ID do Gene	675 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1400-1600 do BRCA2 (NP_000050.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51587
Peso da Proteína	384kDa
Envio	Saco com gelo