

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Brcc2/Blid Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izy5

Número do item: CM0026149

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-BRCC2/BLID adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Para estudos de apoptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRCC2/BLID Rabbit pAb
Observações/Apelido	BRCC2; BRCC2/BLID
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	414899
ID do Gene	414899
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-108 do BRCC2/BLID humano (NP_001001786.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8IZY5
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo