


Anticorpo Monoclonal Anti-Brd2 Para Wb, Elisa - P25440

Número do item: CM0005322



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao BRD2 humano (proteína contendo domínio bromo 2), validado para Western blot e ELISA. Produzido contra resíduos 1-345, detecta o leitor de cromatina de ~88 kDa envolvido na regulação gênica e arquitetura da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validated] BRD2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6046
GeneID	6046
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-345 do BRD2 humano (NP_005095.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25440
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco de gelo