


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Brd2 Para Wb, Elisa - P25440

Número do item: CM0022829



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BRD2 humano, validado para Western blot e ELISA. Reconhece a proteína 2 contendo bromodomínio, um leitor de cromatina envolvido na regulação transcricional e compartimentalização do genoma. Adequado para pesquisa em biologia da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRD2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Espécie	Humano
ID do Gene	6046
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do BRD2 humano (NP_005095.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25440
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco de gelo