


Anti-Brd4 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60885

Número do item: CM0003776



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-BRD4 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece o BRD4 humano, um leitor de histona acetilada crucial para a memória epigenética e regulação da transcrição. Ideal para pesquisas sobre câncer e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRD4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23476
GeneID	23476
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do BRD4 humano (O60885).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60885
Peso da Proteína	152kDa
Envio	Saco com gelo