


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Brd9 Para Wb, Elisa - Q9H8M2

Número do item: CM0006389



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao BRD9 humano. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. O alvo é um leitor de cromatina envolvido na regulação da transcrição e recombinação homóloga.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-BRD9
Observações/Apelido	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	65980
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 274-597 do BRD9 humano (NP_076413.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H8M2
Peso Proteico	67kDa
Transporte	Bolsa de Gelo