


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Brd9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M2

Número do item: CM0028241



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o BRD9 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de remodelagem da cromatina e recombinação homóloga.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRD9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PRO9856; SMARCI2; LAV53040; BRD9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	65980
GeneID	65980
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 274-597 do BRD9 humano (NP_076413.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H8M2
Peso da Proteína	67 kDa
Envio	Saco de gelo