


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Brf2 Para Wb E Elisa - Q9Haw0

Número do item: CM0026306



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BRF2 humano. Validado para WB e ELISA, reconhece uma banda de 47kDa em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de transcrição e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BRFU; TFIIB50; BRF2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55290
GeneID	55290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-419 do BRF2 humano (NP_060780.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HAW0
Peso Proteico	47kDa
Remessa	Em saco de gelo