

Anticorpo Monoclonal Anti-Brg1/Smarca4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51532

Número do item: CM0003899



introdução

Anticorpo monoclonal que visa o BRG1/SMARCA4 humano (SWISS: P51532), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de remodelação da cromatina e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRG1/SMARCA4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTP52; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; BRG1/SMARCA4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6597
ID do Gene	6597
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do BRG1/SMARCA4 humano (P51532)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51532
Peso Proteico	185 kDa
Envio	Saco de gelo